





xpressScan Cloud



Nowy wymiar skanowania dokumentacji
medycznej pacjentów

Po co digitalizacja ?

- cała dokumentacja dostępna w systemie medycznym
- uporządkowana w jednym miejscu
- szybki dostęp do danych pacjenta
- bezpieczeństwo dla pacjentów
- oszczędność miejsca
- oszczędność pieniędzy na przechowywanie archiwów



Co to jest xpressScan Cloud ?

System **xpressScan Cloud** (moduł **mediScan**) umożliwia bezpośrednie skanowanie dokumentów z urządzeń **Xerox, Epson, HP, Canon, Brother** oraz skanerów **Canon, Avision** wprost do systemu medycznego **KS-PPS, KS-SOMED, KS-MEDIS** firmy **Kamsoft**.

Jest to **łatwy i szybki** sposób przekształcenia dokumentów do postaci elektronicznej.

Cała obsługa wykonywana jest na panelu urządzenia a dokumenty są **automatycznie** zapisane we właściwych kartotekach pacjenta systemu medycznego.

Co nowego w xpressScan Cloud ?

- możliwość instalacji systemu w chmurze
- zwiększony poziom bezpieczeństwa (urządzenie <-> serwer)
- logowanie: PIN, login i hasło, karta
- nowy panel administracyjny
- nowy interfejs na urządzeniu
- możliwość zarządzania wieloma przychodniami z poziomu jednego panelu administracyjnego
- możliwość zarządzania wieloma bazami danych (np.: 1 urządzenie a kilka podmiotów)
- możliwość tworzenia ról dostępu użytkownika do firm, urządzeń, funkcji systemu

17

Section 1: Main Summary


The first section of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders. The section also outlines the responsibilities of the accounting department in ensuring that all data is correctly entered and verified.

The second section details the procedures for handling incoming payments and outgoing disbursements. It specifies the steps to be followed from the receipt of a payment to its recording in the system, and from the approval of a disbursement to its actual payment. This section includes a checklist of items to be verified at each stage to prevent errors.


The third section covers the monthly closing process. It describes the steps required to reconcile all accounts, prepare the financial statements, and ensure that the books are balanced. It also mentions the importance of reviewing the statements for any discrepancies and correcting them promptly.

The fourth section discusses the annual audit process. It outlines the schedule for the audit, the roles of the internal and external auditors, and the steps to be taken to prepare for the audit. It stresses the need for transparency and cooperation throughout the process.


The fifth and final section provides a summary of the key points discussed in the document and reiterates the commitment to high standards of accuracy and integrity in all financial reporting.

A large, white Canon imageRUNNER ADVANCE 25 multifunction printer. A tablet is mounted on top of the machine, displaying a mobile application interface with various icons. The printer has a paper tray on top and a large output tray at the bottom. The Canon logo and model name are visible on the front panel.


Praca w systemie mediScan (przykład dla KS-SOMED)



Aplikacja mediScan dostępna na urządzeniu
przykład dla Xerox Versalink B405



Zaloguj się za pomocą kodu PIN, login i hasło bądź kartą



Wybierz pacjenta dla którego będziemy skanować dokumentację
(wyszukanie pacjenta po numerze pesel bądź nazwisku)

  Ekran udostępniony/zablokowany Sławomir Kowalski (05311699996) 

KS-SOMED

Rodzaj

Opis

Poradnia




Ustawienia skanowania

Skanuj

Wybierz rodzaj dokumentacji oraz poradnię



The screenshot displays the mediScan application interface. At the top, a red status bar indicates "Ekran udostępniony/zablokowany". Below this, a header bar shows a back arrow, a user profile icon, the name "Sławomir Kowalski (05311699996)", and a menu icon. The main content area has a blue background and is titled "KS-SOMED". It contains three form fields: "Rodzaj" (Type) with the value "Wypis", "Opis" (Description) with the value "Wypis", and "Poradnia" (Consultation) with the value "Poradnia Kardiologiczna". To the right of these fields is a vertical menu icon. Below the form fields are two buttons: "Ustawienia skanowania" (Scanning settings) and "Skanuj" (Scan). At the bottom of the screen, there are two icons: a home icon and a power icon.


KS-SOMED	
Rodzaj	Wypis
Opis	Wypis
Poradnia	Poradnia Kardiologiczna

Ustawienia skanowania


Skanuj

Wybrane ze słownika rodzaj dokumentacji oraz poradnia.

Skanuj – rozpoczynamy proces skanowania




Możliwość zmiany parametrów skanowania




Proces skanowania

potwierdzenie dla jakiego pacjenta i przy jakich parametrach



Po zeskanowaniu należy zatwierdzić zapis dokumentacji w systemie medycznym KS-SOMED przez przycisk **Zapisz** bądź **Podpisz i zapisz** (podpis ZUS)



The screenshot displays the KS-SOMED medical system interface. The main window is titled "Terminarz 2014" and contains several tabs: "Funkcje podstawowe", "Funkcje godatkowe", "Funkcje medyczne", "Wyszukiwanie", "Ustawienia", and "Kasa". The "Przyjęcie zleceń na usługę" (Acceptance of service orders) window is active, showing a patient card for "Karta pacjenta - przeglądanie". The patient card includes fields for "Nazwisko", "Imię", "Imię ojca", "PESEL", "Data urodz.", and "Płeć". A red warning message states: "Katalog dla zdjęć jest zdefiniowany, jednak nie istnieje on na dysku lokalnym. Prawdopodobnie został przerwany proces kopiowania danych z bazy danych." (The catalog for photos is defined, but it does not exist on the local disk. It is likely that the data copying process from the database was interrupted.)

Below the patient card, there is a table with columns "Data", "Godz.", "Kier.", and "F". The table contains several rows of data, including dates from 2014-03-01 to 2014-03-07. The "F" column contains values like "F2 Dodaj", "F3 Karta", "Cofnij", "Liczba zleceń", "Oplaty", "F6 Zamk. zleceń", and "Arch".

Overlaid on the patient card is the "Adobe Reader - [Wypis_79060_20140320_114041_9.pdf]" window. The document is a medical prescription form titled "Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. WZÓR" (Attachment to the Regulation of the Minister of Health of July 7, 2011. Template). The form includes fields for "Nazwisko i imię", "PESEL", "Adres zamieszkania", "Adres do korespondencji", and "Dotyczy dzieci". The form is currently blank, showing only the template structure.

Zeskanowana dokumentacja medyczna dostępna już w systemie **KS-SOMED**

Pacjent: Jan Nowak 82082259512 Data skanowania: 07-12-2021 11:01:05

.....
(oznaczenie pracodawcy) (miejscowość i data)

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE
(wstępne/okresowe/kontrolne*)

Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (D U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), kieruję na badania lekarskie:

Pana/Panią *
(imię i nazwisko)

nr PESEL **

zamieszkałego/zamieszkałą *
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)
zatrudnionego/zatrudnioną* lub podejmującego/podejmującą* pracę na stanowisku lub stanowiskach pracy

określenie stanowiska/stanowisk* pracy****:

Opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku/tych stanowiskach – należy wpisać nazwę czynnika/czynników i wielkość/wielkości narażenia****:

I. Czynniki fizyczne:

II. Pyły:

III. Czynniki chemiczne:

IV. Czynniki biologiczne:

V. Inne czynniki, w tym niebezpieczne:


Łączna liczba czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu:

.....
(podpis pracodawcy)
ZOZ w Zórawinie; ul. Urzędnicza 11; 55 – 020 Zórawina; tel. 71 316 50 18; medycyna.pracy@zoz-zorawina.pl



Pacjent: Jan Nowak 82082259512 Data skanowania: 07-12-2021 11:01:05

Konfigurowalny stempel na pierwszej bądź każdej stronie dokumentacji medycznej



Dokument podpisany elektronicznie
certyfikatem ZUS

Stempel i podpis elektroniczny

Panel administracyjny xpressScan Cloud:

- zarządzanie przychodniami
- zarządzanie urządzeniami skanującymi
- zarządzanie użytkownikami / operator skanowania
- zarządzanie uprawnieniami / role
- konektory medyczne
- aplikacje na urządzeniach
- system raportowania prac
- ustawienia systemu
- ustawienia stempla na zeskanowanym dokumencie
- zarządzanie certyfikatami ZUS
- aktualizator systemu
- system rejestracji zdarzeń / licencje / logi

 xpressScan



Jan Kowalski

 Firmy

 Konektory

 Urządzenia

 Aplikacje

 Użytkownicy

 Raporty

 Role

 Konfiguracja

Witaj Jan Kowalski

 **Twoje konto**

Imię i nazwiskoJan Kowalski

E-mailj.kowalski@xgroup.pl

TelefonNie ustawiono

[Edytuj swoje dane](#)

 **Twoja firma**

FirmaXpress sp. z o.o.

Adres firmowyWiejska 1, 59-400 Jawor

TelefonNie podano

Adres e-mailc.orda@xgroup.pl

 **Dane dostępowe**

HasłoUstawiono, nigdy nie wygasa

[Zmień hasło](#)

Kody dostępuPrzypisano 1 kod

Karty dostępuBrak przypisanych kart

[Zarządzaj kodami dostępu](#)

Panel administracyjny xpressScan Cloud

✓ Zapisano firmę **Testowa sp. z o.o.**

Dane firmy

Nazwa

Aktywny

☒ ON

NIP

Kod pocztowy

Miasto

Adres

Numer telefonu administratora



Adres e-mail administratora

Powiązane ustawienia

[Konfiguracja zabezpieczeń dla firmy](#)[Konfiguracja SMTP](#)[Ustawienia pomocy w aplikacjach](#)

Licencja

Identyfikator

Brak ID

- Moduły
 - mmedica** Bez limitu
 - esign** ✓ 11 miesięcy 8 dni
 - mediscan** Bez limitu
- Opcje
 - Liczba urządzeń** 9999
- Urządzenia
 - B101985017130098
 - HF400330

Licencja

Wgraj plik licencji

Panel administracyjny – zarządzanie firmą / przychodnią

Konfiguracja zabezpieczeń

Konfiguracja zabezpieczeń

Konfiguracja ustawień dla firmy **Testowa sp. z o.o.** Dla ustawień niezdefiniowanych tutaj będą używane ustawienia globalne zdefiniowane w konfiguracji aplikacji.

Wygasanie hasła

Użyj ustawienia globalnego

Czas po jakim użytkownik musi zmienić hasło

Wymuś silne hasło

Użyj ustawienia globalnego

Zezwalaj tylko na silne hasła (minimum 8 znaków w tym przynajmniej jedna duża litera, jedna mała litera i jedna cyfra)

Ustawienie długości kodów

Użyj ustawienia globalnego



← Wstecz

Ustawienia pomocy

Ustawienia pomocy

Konfiguracja ustawień pomocy w aplikacjach dla firmy **Testowa sp. z o.o.**

Pomoc w aplikacjach

Pokaż dane kontaktowe

Wyłączona

Pokaż dane kontaktowe

Zezwalaj na wzywanie pomocy wprost z aplikacji

Użyj kontaktu administratora firmy



← Wstecz

Panel administracyjny – zarządzanie firmą / przychodnią

Konektor MediScan

Ustawienia konektora

Nazwa

mediScan

Krótki opis konektora

Firma

Testowa sp. z o.o.

Rodzaj

KS-Somed

Rodzaj wykorzystywanej aplikacji EDM

Logowanie lokalne

TAK

W przypadku korzystania z logowania lokalnego można pominąć hasło, opcja musi być uruchmiona w usłudze Kamsoft

Login

admin

Login użytkownika z aplikacji EDM

Adres usługi sieciowej

http://127.0.0.1:12345/ScanService

KAMSOFT

Dodatkowe ustawienia

 Powiązane urządzenia

Panel administracyjny – konektor medyczny

Urządzenia

Urządzenia

+ Dodaj

- Typ -

- Aktywny -

Szukaj



Nazwa	Rodzaj	Numer seryjny	Aktywny	-
Xerox Xerox VersaLink B405	Xerox	3714757120	✓ TAK	 
Avision AN335MED	Avision	B101985017130098	✓ TAK	 
Epson 5790	Epson	X3B8006656	✓ TAK	 
Brother	Brother	E75413J9N260343	✓ TAK	 
Xerox demo	Xerox	3714757120	✓ TAK	 

Wyświetlone 1-5 z 5 rekordów.

10

Panel administracyjny - urządzenia

Ustawienia urządzenia

Nazwa

Aktywny

☒ ON

Opis

Adres sieciowy

Adres sieciowy urządzenia IPv4, IPv6, nazwa sieciowa

Rodzaj

Producent/model urządzenia

Numer seryjny

Login

Login administratora urządzenia

Hasło

Hasło administratora urządzenia

Hasło zapisu SNMP

Hasło do protokołu SNMP urządzenia (odczyt/zapis)

Informacje urządzenia

Odczytane dane urządzenia przy uruchomieniu aplikacji.

Model VersaLink B405

Numer seryjny 3714757120

Rozdzielczość 800 x 480

Panel administracyjny - urządzenia

Aplikacje medyczne

Aplikacje

+ Dodaj

- Aktywny -

mediScan



Nazwa aplikacji	Konektor	Typ	Urządzenie	Firma	Ostatnia aktywacja	Aktywny	-
mediScan 421be67f-2a1e-4eaf-8315-5fb78a6a866d	mediScan	MediScan	Xerox	Testowa sp. z o.o.	-	✓ TAK	
mediScan 125 3cbc1fa1-66d7-435e-ac85-600f29917178	mediScan	MediScan	Brother	Testowa sp. z o.o.	2022-11-03 10:39:13	✓ TAK	
mediScan b26a38e3-7f37-4984-9ea8-6274636dbcab	mediScan	MediScan	Xerox demo	Testowa sp. z o.o.	2022-11-03 11:46:11	✓ TAK	

Wyświetlone 1-3 z 3 rekordów.

10

Panel administracyjny – zarządzanie aplikacjami

Ustawienia aplikacji

Aplikacja medyczna dla urządzenia **Xerox demo**.

Urządzenie Xerox demo

Identyfikator aplikacji

b26a38e3-7f37-4984-9ea8-6274636dbcab

Aktywny

ON

Nazwa aplikacji

mediScan

Wyświetlana nazwa aplikacji na urządzeniu (pozostaw puste aby ustawić domyślną nazwę)

Konektor

mediScan (Testowa sp. z o.o., MediScan)

Konfiguracja aplikacji

Main

Ustawienia skanowania

Default

Ostatnia aktywacja

2022-11-03 11:46:11

Podsumowanie aplikacji

Jedynie gdy wszystkie punkty zostaną spełnione, aplikacja może zostać uruchomiona.

- ✓ Aplikacja jest aktywna.
- ✓ Firma jest aktywna.
- ✓ Urządzenie jest aktywne.
- ✓ Firma posiada aktywną licencję.
- ✓ Licencja jest poprawna.
- Weryfikacja klucza licencji nie jest wymagana.
- ✓ Urządzenie jest dodane w licencji.
- ✓ Licencja zawiera moduł MediScan.
- ✓ Urządzenie jest powiązane z konektorem.

Kod instalacji

```
Ilva+R7vEu/WI/0qJa9X33VvR3ZT5EcMNw47nXy/461jler8pxDMLQQS0UeWGPiKmu
xoGAqurZ1ZjowA+ReJg2BfrF9Cnwl84gnRX+XPV+IOQvYRBbX+o7Gb2v2HSlvqXr7
HwV2B9erDDbQqrfNgg19b/AWjtRv4uu/8YqmZP28KVhDG8oqCCeqnckpxol3rGOzl
CohL0oONQdRH9UmxqTGENhQMp5XaGjL7b1pgHZccp4UA6JpTzz4jZNI4D9gSvclB
ODYp0LvlmqhqUSmyYa1WPuzr2jiExzyFw3ikU5cPVXIIU5TG0ahBftFuS+6KxfUNfte02
wZVxNH0mQVhEw==
```

Panel administracyjny – zarządzanie aplikacjami

Firmy

Konektory

Urządzenia

Aplikacje

Użytkownicy

Raporty

Role

Konfiguracja

Użytkownicy

Czesław Orda

Użytkownicy

Użytkownicy

+ Dodaj

- Aktywny -

Szukaj

Nazwa użytkownika	Imię i nazwisko	Firma	Aktywny	-
root (support@xgroup.pl)	root (support@xgroup.pl)	Testowa sp. z o.o.	TAK	
c.orda@xgroup.pl	Czesław Orda	Testowa sp. z o.o.	TAK	
j.kowalski@xgroup.pl	Jan Kowalski	Testowa sp. z o.o.	TAK	

Wyświetlone 1-3 z 3 rekordów.

10

Panel administracyjny – zarządzanie użytkownikami

Dane użytkownika

Nazwa użytkownika

Aktywny

@ j.kowalski@xgroup.pl

☐ ON

Nazwa użytkownika jest jego adresem e-mail

Hasło

Ustawiono, nigdy nie wygasa

 Resetuj hasło

Imię

Nazwisko

Jan

Kowalski

Telefon



Firma

Testowa sp. z o.o.

Role

Wykluczone

Przypisane

Filter

Filter

>>

<<

Administrator
Operator

admin

Kody dostępu

+ Dodaj kod dostępu

+ Dodaj kartę

+ Dodaj kod aktywacji

Typ

Kod

-

 PIN

22**



Wyświetlone 1-1 z 1 rekordu.

10

Użytkownicy medyczni

+ Dodaj powiązanie

Konektor

Login

-

Brak wyników.

10

Panel administracyjny – zarządzanie użytkownikami

Certyfikaty użytkownika

+ Dodaj certyfikat

Typ	Dotyczy	Wystawca	Ważny od	Ważny do	-
ZUS	DESKTOP-EJLPTVG	DESKTOP-EJLPTVG	2021-11-25 12:25:15	2022-11-25 00:00:00	

Wyświetlone 1-1 z 1 rekordu.

10 ▾

Utwórz nowe powiązanie użytkownika



Powiąż tego użytkownika z użytkownikiem systemu medycznego.

mediScan (Testowa sp. z o.o., MediScan) ▾

Login

Nazwa użytkownika z systemu medycznego

Hasło

Hasło użytkownika z systemu medycznego (tylko jeśli wymagane)

 Utwórz

Dodaj kartę dostępu



Karta służy do zalogowania się na urządzeniu.

Numer karty

Numer karty w zapisie szesnastkowym

☒ Wyślij wiadomość

Wyślij do użytkownika wiadomość z nowym dostępem

 Utwórz

Panel administracyjny – zarządzanie użytkownikami

Historia skanowania

[Raporty](#) / Historia skanowania

- Typ -

data



Szukaj



Status	Nazwa użytkownika	Nazwa aplikacji	Identyfikator aplikacji	Konektor	Urządzenie	Numer seryjny	Czas	-
Praca wstrzymana	j.kowalski@xgroup.pl	mediScan	b26a38e3-7f37-4984-9ea8-6274636dbcab	mediScan	Xerox demo	3714757120	2022-11-03 14:53:54	
Praca anulowana	j.kowalski@xgroup.pl	mediScan	b26a38e3-7f37-4984-9ea8-6274636dbcab	mediScan	Xerox demo	3714757120	2022-11-03 14:16:15	
Praca zakończona	j.kowalski@xgroup.pl	mediScan	b26a38e3-7f37-4984-9ea8-6274636dbcab	mediScan	Xerox demo	3714757120	2022-11-03 14:09:38	
Praca zakończona	c.orda@xgroup.pl	mediScan	b26a38e3-7f37-4984-9ea8-6274636dbcab	mediScan	Xerox demo	3714757120	2022-11-03 11:46:47	
Praca zakończona	c.orda@xgroup.pl	mediScan 125	3cbc1fa1-66d7-435e-ac85-600f29917178	mediScan	Brother	E75413J9N260343	2022-11-03 10:43:50	

Panel administracyjny – raporty

Praca skanowania

[Raporty](#) / Praca skanowania

Dane pracy		Szczegóły
Status	✔ Praca zakończona	• Ustawienia skanowania ◦ Jakość: Średnia ◦ Duplex: Jednostronnie ◦ Kolor: Skala szarości ◦ Rozmiar: Długi (jeśli wspierane) ◦ Orientacja: Pionowy ◦ Pomijanie pustych stron: TAK ◦ Metoda transferu skanów: AUTO ◦ Format pliku: PDF • Pacjent: M. J*****j (*****043**) • Konektor: mediScan • Zapis: Sukces
Czas	2022-11-03 14:09:38	
Użytkownik	j.kowalski@xgroup.pl	
Identyfikator aplikacji	b26a38e3-7f37-4984-9ea8-6274636dbcab	
Konektor	mediScan	
Urządzenie	Xerox demo	

Panel administracyjny – raport szczegóły

Role

Role

+ Dodaj

Szukaj



Name	Wszystkie firmy								-
Administrator	NIE								
Operator	NIE								
Operator Xpress	NIE								
admin	NIE								

Wyświetlone 1-4 z 4 rekordów.

10



Panel administracyjny – zarządzanie rolami

Konfiguracja systemu

Konfiguracja

Licencja

Identyfikator sprzętowy

A208DF537D2F71515BA6EFFFFE5B2EE3

Twoja firma

Firma Testowa sp. z o.o.
Adres firmowy Aleje Jerozolimskie 100, 02-486 Warszawa
Telefon Nie podano
Adres e-mail c.orda@xgroup.pl

[Przejdź do ustawień firmy](#)

SMTP

Adres serwera xgroup.pl
Port 587
Tryb SSL STARTTLS
Adres wysyłającego testowa@xgroup.pl

[Przejdź do ustawień SMTP](#)

Serwer

Adres serwera 192.168.0.125
Port HTTP 8080
Port HTTPS 4433

[Przejdź do ustawień serwera](#)

Bezpieczeństwo

Poziom **Średnie bezpieczeństwo**
Wymuś silne hasło TAK
Wygasanie hasła Nigdy
Długość kodów dostępu 4
Czas sesji strony 30 minut

[Przejdź do ustawień bezpieczeństwa](#)

Panel administracyjny – konfiguracja systemu

Konfiguracja polityki bezpieczeństwa

Konfiguracja bezpieczeństwa

Skonfiguruj politykę bezpieczeństwa dostępu do urządzeń.

Poziom

Średnie bezpieczeństwo

Wymuś HTTPS

NIE

Panel zarządzania tylko przez HTTPS

Czas sesji strony

30 minut

Jak długo użytkownik będzie zalogowany do strony

Wygasanie hasła

Nigdy

Czas po jakim użytkownik musi zmienić hasło

Wymuś silne hasło

TAK

Zezwalaj tylko na silne hasła (minimum 8 znaków w tym przynajmniej jedna duża litera, jedna mała litera i jedna cyfra)

Długość kodów dostępu

4

Podaj wymaganą długość kodów dostępu, minimalnie 4 znaki. Kody innej długości nie będą aktywne.

Próby logowania

3

Liczba prób błędnych logowań zanim użytkownik zostanie zablokowany (0: wyłącza blokowanie)

Czas blokady logowania

15 minut

Czas na jaki dany użytkownik zostanie zablokowany

Panel administracyjny – konfiguracja systemu

Logi

Logi

app.log

```
2022-11-04 09:27:29 [192.168.0.102][-][-][info][yii\web\User::logout] User '3' logged out from 192.168.0.102.
2022-11-04 09:29:02 [192.168.0.102][3][-][info][yii\web\User::login] User '3' logged in from 192.168.0.102 with duration 0.
2022-11-04 09:30:04 [192.168.0.197][4][-][info][yii\web\User::login] User '4' logged in from 192.168.0.197 with duration 0.
2022-11-04 09:30:20 [192.168.0.197][-][-][info][yii\web\User::logout] User '4' logged out from 192.168.0.197.
2022-11-04 09:31:28 [192.168.0.102][-][-][info][yii\web\User::logout] User '3' logged out from 192.168.0.102.
2022-11-04 09:32:01 [192.168.0.102][4][-][info][yii\web\User::login] User '4' logged in from 192.168.0.102 with duration 0.
2022-11-04 09:32:13 [192.168.0.102][-][-][info][yii\web\User::logout] User '4' logged out from 192.168.0.102.
2022-11-04 09:32:24 [192.168.0.102][3][-][info][yii\web\User::login] User '3' logged in from 192.168.0.102 with duration 0.
2022-11-04 09:39:13 [192.168.0.102][-][-][info][yii\web\User::logout] User '3' logged out from 192.168.0.102.
2022-11-04 09:39:28 [192.168.0.102][4][-][info][yii\web\User::login] User '4' logged in from 192.168.0.102 with duration 0.
2022-11-04 09:41:21 [192.168.0.102][-][-][info][yii\web\User::logout] User '4' logged out from 192.168.0.102.
2022-11-04 09:41:40 [192.168.0.102][3][-][info][yii\web\User::login] User '3' logged in from 192.168.0.102 with duration 0.
2022-11-04 09:42:29 [192.168.0.102][-][-][info][yii\web\User::logout] User '3' logged out from 192.168.0.102.
2022-11-04 09:42:45 [192.168.0.102][4][-][info][yii\web\User::login] User '4' logged in from 192.168.0.102 with duration 0.
2022-11-04 09:43:10 [192.168.0.197][3][-][info][yii\web\User::login] User '3' logged in from 192.168.0.197 with duration 0.
2022-11-04 09:45:02 [192.168.0.197][-][-][info][yii\web\User::logout] User '3' logged out from 192.168.0.197.
2022-11-04 09:45:20 [192.168.0.197][2][-][info][yii\web\User::login] User '2' logged in from 192.168.0.197 with duration 0.
2022-11-04 09:46:39 [192.168.0.197][-][-][info][yii\web\User::logout] User '2' logged out from 192.168.0.197.
```

Panel administracyjny – logi

Na jakich urządzeniach działa system xpressScan Cloud ?

xerox

EPSON



Avision

Canon

brother®
at your side

Urządzenia współpracujące z xpressScan Cloud

Urządzenia dzięki rozwiązaniu **xpressScan Cloud** są w pełni zgodne z wymaganiami stawianymi przez polskie prawo i dają możliwość integracji z systemami medycznymi w Polsce.



URZĄDZENIA XEROX A4:

Xerox WC 3655, WC 6655

Xerox Versalink: B405, C405, B605, B615, C505, C605

URZĄDZENIA XEROX A3:

Xerox WorkCentre 53xx, 57xx, 58xx, 59xx

Xerox WorkCentre 7120/25, 7220/25, 73xx

Xerox WorkCentre 74xx, 75xx, 76xx, 77xx, 78xx, 79xx

Xerox Versalink B70XX/C70XX

Xerox Altalink B80XX / C80XX / B81XX / C81XX



xerox

URZĄDZENIA EPSON A4:

WF-5690; WF-M5690;WF-R5690

WF-6590; WF-C5790;WF-5799;

WF-579R



URZĄDZENIA EPSON A3:

WF-C878R; WF-C879R;WF-8590;

WF-R8590; WF-C869R

PX-M7050FP/FX; PX-M7070FX;

WF-C20590; WF-C20600;WF-Enterprise C17590



EPSON

HP A4 MFP:

LaserJet Managed E52645
Color LaserJet Managed Flow E57540c
Color LaserJet Managed E57540dn
LaserJet Enterprise Flow MFP M577z
LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
LaserJet Enterprise MFP M577f
LaserJet Enterprise MFP M577dn
LaserJet Enterprise M527cm
LaserJet Enterprise M527dnm
LaserJet Enterprise M527c
LaserJet Enterprise M527z
LaserJet Enterprise M527f
LaserJet Enterprise M527dn
LaserJet Managed M527cm
LaserJet Managed M527dnm
LaserJet Enterprise MFP M630 series
LaserJet 500 MFP M575



HP A3 MFP:

LaserJet E72535
LaserJet E72530
LaserJet E72525
Color LaserJet Managed MFP E87660
Color LaserJet Managed MFP E87650
Color LaserJet Managed MFP E87640
Color LaserJet Managed MFP E77830
Color LaserJet Managed MFP E77825
Color LaserJet Managed MFP E77822



URZĄDZENIA CANON A4:

Canon imageRUNNER ADVANCE DX: C257i, C357i, 527i

URZĄDZENIA CANON A3:

Canon imageRUNNER ADVANCE DX: C3822i, C3826i, C3830i, C3840i

Canon imageRUNNER ADVANCE DX: C5840i, C5850i, C5860i C5870i

Canon imageRUNNER ADVANCE DX: 4725i, 4735i, 4745 4751i

*urządzenia z rodziny Canon imageRUNNER ADVANCE
co do określonego modelu proszę o kontakt z producentem

SKANER A4:
Canon ScanFront 400

Canon

 mediScan



URZĄDZENIA BROTHER

Urządzenia A4 MFP:

MFCL5750DW

DCPL6600DW

MFCL6800DW

MFCL6900DW

MFCL8900CDW



Urządzenia A3 MFP:

MFC-J5945DW

MFC-J6947DW

MFC-J6945DW



SKANER A4:

Avision AN335MED



Avision

Warunki handlowe mediScan



1. Zakup urządzeń z systemem mediScan (paczka) jak i samej licencji realizuje się przez Kamsoft wysyłając zapytanie na adres: **9120@kamsoft.pl**
2. W przypadku gdy Klient zakupił urządzenia poza Kamsoft cena licencji mediScan to 2200 zł netto za każde urządzenie.
3. Po zakończeniu okresu gwarancji Klient może przedłużyć gwarancję na system mediScan na kolejny 1 rok. Cena przedłużenia gwarancji to 600 zł netto.
4. Należy pamiętać, że poza samą licencją na mediScan musi być wykupiona usługa webserwisowa ScanService Kamsoft (2133PI04.00) licencja za urządzenie: 554,00 zł netto
5. Przed zakupem rozwiązania mediScan proszę sprawdzić wszystkie składowe niezbędne do działania systemu: urządzenie, usługa ScanService firmy Kamsoft, mediScan, wdrożenie. W sprawie szczegółów proszę o kontakt c.orda@xgroup.pl



UWAGI:

- Nie wszystkie modele urządzeń mogą być wymienione w prezentacji, które działają z systemem xpressScan Cloud
- Przed zamówieniem urządzenia skonsultuj się z firmą Xpress w celu weryfikacji, że dane urządzenie będzie kompatybilne z xpressScan.
- System licencyjny xpressScan Cloud dostosowany jest do systemu licencji systemu medycznego producenta. W sprawie szczegółów proszę o kontakt z firmą Xpress.
- xpressScan Cloud zastąpi system mediScan (utrzymanie systemu mediScan do 01.06.2023)

PACZKI:

VLB405 z mediScan – standard:

- ✓ Urządzenie laserowe wielofunkcyjne monochromatyczne Xerox format A4 (Xerox Versalink B405)
z gwarancją na 2 lata
- ✓ licencja mediScan ze wsparciem technicznym na okres 1 rok
- ✓ zdalna instalacja systemu mediScan (bez instalacji usługi webserwisowej Kamsoft)
- ✓ nie zawiera licencji na usługę webserwisową Kamsoft

VLC405 z mediScan – standard:

- ✓ urządzenie laserowe wielofunkcyjne kolorowe Xerox format A4 (Xerox Versalink C405)
z gwarancją na 2 lata
 - ✓ licencja mediScan ze wsparciem technicznym na okres 1 rok
 - ✓ zdalna instalacja systemu mediScan (bez instalacji usługi webserwisowej Kamsoft)
 - ✓ nie zawiera licencji na usługę webserwisową Kamsoft
-
- ✓ możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie do 5 lat (3, 4, 5 lat)
 - ✓ możliwość zakupu wsparcia serwisowego mediScan do 5 lat (2, 3, 4, 5 lat)

PACZKI:

Epson 6590 z mediScan – standard*:

- ✓ urządzenie atramentowe wielofunkcyjne kolorowe Epson format A4 (Epson 6590) z gwarancją na 1 rok
- ✓ licencja mediScan ze wsparciem technicznym na okres 1 rok
- ✓ zdalna instalacja systemu mediScan (bez instalacji usługi webserwisowej Kamsoft)
- ✓ nie zawiera licencji na usługę webserwisową Kamsoft

Skaner Avison AN335MED 5 z mediScan – standard:

- ✓ Skaner Avison AN335MED z gwarancją na 1
 - ✓ licencja mediScan ze wsparciem technicznym na okres 1 rok
 - ✓ zdalna instalacja systemu mediScan (bez instalacji usługi webserwisowej Kamsoft)
 - ✓ nie zawiera licencji na usługę webserwisową Kamsoft
-
- ✓ możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie do 5 lat (2, 3, 4, 5 lat) – *Epson do 3 lat bezpłatnie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego
 - ✓ możliwość zakupu wsparcia serwisowego mediScan do 5 lat (2, 3, 4, 5 lat)



W medycynie liczy się **precyzja i czas.**

Nowoczesna przychodnia czy szpital to nie tylko wysoki poziom usług medycznych, ale również nowoczesne narzędzia, które podnoszą poziom obsługi pacjentów, obniżając wydatki administracyjne placówki medycznej.

Obecnie dużym problemem każdej placówki medycznej jest przyrastająca każdego dnia papierowa dokumentacja medyczna. Rozwiązaniem są urządzenia Xerox® z systemem mediScan, które pozwalają na szybkie i niezawodne przetwarzanie dokumentacji medycznej do postaci elektronicznej. Dzięki naszemu rozwiązaniu cała dokumentacja pacjentów znajduje się w centralnym systemie medycznym, gdzie jest odpowiednio zabezpieczona. Archiwizacja pozwala na oszczędność miejsca oraz pewność, że jest bezpieczna i przechowywana zgodnie z wymogami prawa.



mediScan VLB405 to zestaw, dzięki któremu w szybki i łatwy sposób zeskanujesz dokumenty pacjentów wprost do systemów medycznych Kamssoft: KS-PPS, KS-SOMED, KS-MEDIS.

Zestaw składa się z urządzenia wielofunkcyjnego Xerox® VersaLink® B405 oraz z modułem mediScan do skanowania pod system medyczny Kamssoft. Jest to łatwy i szybki sposób przekształcania dokumentów do postaci elektronicznej. Cała obsługa wykonywana jest przy pomocy panelu urządzenia, a dokumenty są automatycznie umieszczane we właściwych kartotekach pacjenta, co znacznie usprawnia udzielanie pomocy pacjentowi.



KAMSOFT S.A.

Jak działa **mediScan**:



1
Uruchom aplikację mediScan na panelu urządzenia Xerox®



2
Zaloguj się (podać PIN)



3
Znajdź pacjenta, dla którego chcesz zeskanować dokumenty



4
Wybierz odpowiedni typ dokumentu



5
Zeskanuj i zapisz



6
Skan dostępny w kartotece pacjenta systemu medycznego

Zalety rozwiązania urządzenia Xerox® z systemem **mediScan**:

- › szybki i niezawodny sposób na skanowanie dokumentacji medycznej pacjentów
- › intuicyjna i łatwa obsługa systemu na panelu urządzenia Xerox®
- › bezpośrednie podpięcie skanowanego dokumentu pod pacjenta i wybrany typ dokumentacji
- › bezpieczny i kontrolowany sposób skanowania dokumentacji
- › centralny panel administracyjny do podłączenia wielu urządzeń Xerox®
- › możliwość podłączenia systemu pod różne modele urządzeń Xerox®
- › oszczędność miejsca i zmniejszenie kosztów związana z przechowywaniem dokumentacji papierowej
- › kompletna informacja o pacjencie w centralnym systemie medycznym



Xerox® VersaLink® B405
Opcja dostępna w cenie:

* cena nie zawiera licencji na usługę webserwisową Kamssoft pod system medyczny

Jak zamówić?

Skontaktuj się z Partnerem:



©2019 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, Xerox and Design® i VersaLink® to znaki towarowe firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.

gotowe ulotki dla Partnerów

Zapraszam do kontaktu:

Czesław Orda

Business Development Manager

+48 661 484 534

www.xgroup.pl

Dział handlowy:

Tel. 661 484 534

e-mail: c.orda@xgroup.pl

Dział serwisu:

Tel. 71 350 55 50

e-mail: support@xgroup.pl



Biuro Zarządu
ul. Wiejska 1
59-400 Jawor
tel. 71 350 55 55

XPRESS Sp. z o.o.
ul. Rysia 1A
53-656 Wrocław
NIP: 894-27-99-071